

EN 400-500

PID KONTROLLÜ İNKÜBATÖRLER



EN serisi inkübatörler, PID mikroşlemcili kontrol sistemi sayesinde mükemmel inkübasyon şartları sağlamaktadır.

İdeal dizaynları ile tıp ve veterinerlik alanlarında, biyokimya, biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında; ilaç, gıda, kozmetik sanayi ve biyoteknolojide araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

PID kontrol sistemi ve yüksek verimli izolasyon sayesinde hücre içinde sabit sıcaklık elde edilmektedir.

Homojen sıcaklık dağılımı, tabii hava sirkülasyonu ile elde edilmektedir. Fan kullanılmaması nedeniyle hücre içinde türbülans en az seviyede oluşmaktadır. Bu nedenle numunenin diğer bir numuneyi kontamine etme (çapraz kontaminasyon) olasılığı yoktur.

Sıcaklık ve zamanlayıcı için ayrı göstergelere sahip kontrol panelinin kullanımı kolaydır.

Numuneler, çerçevesiz ve contalı cam kapı sayesinde, hücre içinde sıcaklık düşüşüne neden olmadan gözlenebilir.

Mikroşlemcili kontrol sisteminin bir çok emniyet özelliği olmasına rağmen, bağımsız emniyet termostatu numuneler için ilave bir güvenlik sağlamaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

	EN 400	EN 500
Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5°C/ 80°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0.1 °C	
Sıcaklık Dağılımı (40°C)	± 0.5°C	
Zamanlayıcı	1 dak.-99.9 saat + Süresiz Çalışma	
Kullanılabilir Hacim, litre	44	120
Raf Sayısı (standart/maksimum) adet	2/7	2/10
Kurulu Güç	250 W	350 W
Güç Değerleri	230 V,50 Hz	
İç Yüzey Yapısı	Eloksallı alüminyum	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik	
İç Ölçüler (ExDxY) mm	420x320x360	500x490x500
Dış Ölçüler (ExDxY) mm	700x470x540	780x635x675
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm	790x570x610	880x730x740
Net/Paket Ağırlığı kg.	29/37	51/62

OPSİYONEL İLAVELER

- EN XXX S EN 400/500 için sirkülasyon sistemi
EN XXX P EN 400/500 için paslanmaz çelik hücre ve sirkülasyon ilavesi

AKSESUARLAR

- R 01 020 Alüminyum raf-EN 400
R 01 084 Paslanmaz çelik raf-EN 400
K 23 029 Raf kazağı-EN 400
R 01 003 Alüminyum raf-EN 500
R 01 018 Paslanmaz çelik raf-EN 500
K 23 030 Raf kazağı-EN 500

NOT: Her ilave raf için iki adet raf kazağı sipariş edilmelidir.



**NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ
İMALAT VE TİCARET A.Ş.**



ISO 9001
ISO 13485



FABRİKA:
Esenboğa Yolu, 22 km.
Akyurt 06287 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (3 Hat)
Fax : (312) 399 21 97
<http://www.nuve.com.tr>
e-mail:satis@nuve.com.tr

İST. TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:
Millet Cad. Karagül İş Merkezi
No: 84/90 Fındıkzade 34280 İSTANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax : (212) 531 23 28

İZMİR TANITIM VE SERVİS MERKEZİ:
847. Sok. (Numanzade Çıkmazı)
No: 20/A Konak 35260 İZMİR
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax : (232) 445 57 80